

## PM-CARE® CHERON

PINCE DE CHÉRON

27




La pince de Chéron **PM-CARE® CHERON** est utilisée lors d'un examen gynécologique ou lors de la pose ou retrait d'un dispositif intra-utérin. Lors de consultations ou de soins gynécologiques, elle assure la préhension d'un pansement, d'un tampon ou d'une compresse, aseptisés et permet ainsi le badigeonnage de désinfectant et /ou le nettoyage du col de l'utérus ou de la zone de travail.

La pince de Chéron **PM-CARE® CHERON** peut être droite ou coudée afin de s'adapter à la forme de l'utérus concerné. Le choix de l'utilisation d'une pince droite ou coudée reste celui du praticien en fonction de sa préférence et de son aisance dans l'acte à pratiquer.



## RÉFÉRENCE(S) DISPONIBLE(S)

Référence	Modèle de pince
PS3200025	Droite
PS3210025	Coudée



## INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF MÉDICAL

Date de 1 <sup>re</sup> mise sur le marché	2011
Usage unique	Oui
Classe	Is
Stérile	Oui
Mode de stérilisation	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
Présence de latex	Non
Durée de vie	5 ans
Certification	CE
Conditionnement	Boîte de 20 unités en emballage individuel stérile
Stockage	Dans sa boîte d'origine dans un endroit frais et sec

PRINCE MEDICAL SAS  
 ZA La Sente Du Moulin  
 64 rue Gutenberg - 60530 Erceux - France  
[www.prince-medical.com](http://www.prince-medical.com)  
 Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76  
[prince-medical@omerin.com](mailto:prince-medical@omerin.com)

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société PRINCE MEDICAL SAS ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d'utilisation fournies. Les dispositifs médicaux commercialisés par PRINCE MEDICAL SAS ne doivent être utilisés que par un praticien ou une personne autorisée dûment qualifiés.

® Marque déposée de PRINCE MEDICAL SAS. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PRINCE MEDICAL SAS.