







La sonde de prélèvement histologique **PM-CARE**° **ENDOBIOPS** permet d'effectuer des prélèvements histologiques de l'endomètre.

ATOUTS

- · Graduations centimétriques pour un meilleur contrôle de l'insertion de la sonde.
- Extrémité atraumatique permettant une introduction sans gêne dans le canal cervical.
- Embout de préhension rigide et cranté pour une bonne prise en main.
- · Aspiration efficace assurée par une pression négative.

RÉFÉRENCE(S) DISPONIBLE(S)

Référence	Modèle	Diamètre (mm / Fr)	Longueur (cm)
PS1200923	STANDARD	3/9	23
PS1210626	MINI	2/6	27
PS1220627	COURBE	2/6	27
PS3490923	PLUS	3/9	23

INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF MÉDICAL

Date de 1 ^{ère} mise sur le marché	2001
Usage unique	Oui
Classe	ls
Stérile	Oui
Mode de stérilisation	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
Présence de latex	Non
Durée de vie	5 ans
Certification	CE
Conditionnement	Boîte de 25 unités en emballage individuel stérile
Stockage	Dans sa boîte d'origine dans un endroit frais et sec

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)



 Pour les patientes présentant un col utérin ou un canal cervical étroit

 Pour les patientes post-ménopausées



• Pour les prélèvements d'un côté latéral de l'endomètre

• Pour les patientes présentant un utérus de forme non conventionnelle



• Pour améliorer la qualité du prélèvement

 Pour faire deux prélèvements distincts

PLUS

PRINCE MEDICAL SAS
ZA La Sente Du Moulin
64 rue Gutenberg - 60530 Ercuis - France
www.prince-medical.com
Tél.:+33 (0)3 44 26 54 76
prince-medical@omerin.com

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société PRINCE MEDICAL SAS ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d'utilisation fournies. Les dispositifs médicaux commercialisés par PRINCE MEDICAL SAS ne doivent être utilisés que par un praticien ou une personne autorisée dûment qualifiés.



