

# PM-CARE® REMOV

14

## PINCE D'EXTRACTION DE STÉRILET



La pince d'extraction de stérilet **PM-CARE® REMOV** est utilisée au cours d'un examen gynécologique :

- Lors du retrait d'un dispositif intra-utérin. Elle permet de maintenir les fils du dispositif et de le tirer vers le bas pour l'extraire.
- En cas de pose d'un nouveau dispositif. Elle permet de maintenir une compresse pour désinfecter et nettoyer la zone de travail et/ou le col de l'utérus souillés par l'extraction et de préparer la mise en place du nouveau dispositif.

### RÉFÉRENCE(S) DISPONIBLE(S)

Référence	Longueur (cm)
PS3570025	25

### INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF MÉDICAL

Date de 1 <sup>re</sup> mise sur le marché	2011
Usage unique	Oui
Classe	Is
Stérile	Oui
Mode de stérilisation	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
Présence de latex	Non
Durée de vie	5 ans
Certification	CE
Conditionnement	Boîte de 20 unités en emballage individuel stérile
Stockage	Dans sa boîte d'origine dans un endroit frais et sec



PRINCE MEDICAL SAS  
 ZA La Sente Du Moulin  
 64 rue Gutenberg - 60530 Ercuis - France  
[www.prince-medical.com](http://www.prince-medical.com)  
 Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76  
[prince-medical@omerin.com](mailto:prince-medical@omerin.com)

**PRINCE MEDICAL**  
 DEVICES

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société PRINCE MEDICAL SAS ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d'utilisation fournies. Les dispositifs médicaux commercialisés par PRINCE MEDICAL SAS ne doivent être utilisés que par un praticien ou une personne autorisée dûment qualifiés.  
 ® Marque déposée de PRINCE MEDICAL SAS. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PRINCE MEDICAL SAS.