


# ECHO HOOD® APERTURE-2

BALLONNET 2 OUVERTURES

45



Le ballonnet ECHO HOOD® APERTURE-2 pour écho-endoscope s'adapte sur la sonde d'écho-endoscopie afin de réaliser le contact avec la paroi et ainsi procurer une bonne image échographique.

**ATOUTS**

- Résistance à la manipulation.
- Épaisseur adéquate au passage des ondes ultra sonores.
- Produit adapté aux principaux endoscopes du marché.

**PRÉCAUTION D'EMPLOI**

NE PAS UTILISER CHEZ LES PATIENTS ALLERGIQUES AU LATEX

**RÉFÉRENCE(S) DISPONIBLE(S)**

Référence	Compatible avec les endoscopes	Longueur du ballonnet (mm)	Taille de la 1 <sup>ère</sup> ouverture (mm)	Taille de la 2 <sup>ème</sup> ouverture (mm)
AS1070000	ECHO-DUODENOSCOPE Olympus	16	5,4	2,7
AS2070000	ECHO-DUODENOSCOPE Pentax	19	6,5	5
AS3710000	ECHO-DUODENOSCOPE Pentax	22	1,8	4,2
AS2660000	ECHO-ENDOSCOPE Fujinon radial	19	5,8	5,8
AS3610000	ECHO-ENDOSCOPE Fujinon radial	19	6	6
AS2230000	ECHO-ENDOSCOPE série 160 Olympus	17	5,4	2,7
AS1460000	ECHOCOLOSCOPE Olympus	17	6	8,8
AS3280000	ECHO-BRONCHOSCOPE Olympus	12	1,3	3,3
AS3940000	ECHO-BRONCHOSCOPE Pentax	13,5	3,1	1,15

**INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF MÉDICAL**

Date de 1 <sup>ère</sup> mise sur le marché	1998
Usage unique	Oui
Classe	Is
Stérile	Oui
Mode de stérilisation	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
Présence de latex	Oui
Durée de vie	2 ans
Certification	CE
Conditionnement	Boîte de 20 unités en emballage individuel stérile
Stockage	Dans sa boîte d'origine, à l'abri des rayons ultraviolets dans un endroit frais et sec

PRINCE MEDICAL SAS

ZA La Sente Du Moulin

64 rue Gutenberg - 60530 Erceuil - France

www.prince-medical.com

Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76

prince-medical@omerin.com

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société PRINCE MEDICAL SAS ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d'utilisation fournies. Les dispositifs médicaux commercialisés par PRINCE MEDICAL SAS ne doivent être utilisés que par un praticien ou une personne autorisée dûment qualifiés.

® Marque déposée de PRINCE MEDICAL SAS. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PRINCE MEDICAL SAS.

PRINCE MEDICAL  
DEVICES