


ENDOLINE® NASO-KIT

18

SET NASOBILIAIRE



Le set nasobiliaire **ENDOLINE® NASO-KIT** permet l'aspiration de suc-biliaire ou pancréatique. Ce dispositif médical est destiné principalement aux personnes atteintes de jaunisse obstructive, de cholangite aiguë ou de cholestase extra-hépatique.

COMPOSITION DU SET NASOBILIAIRE (les composants peuvent être vendus séparément)

- Une sonde nasobiliaire permettant d'aspirer le suc biliaire.
- Un connecteur Luer-Lock monté sur la sonde nasobiliaire permettant l'aspiration du suc biliaire ou pancréatique. Il permet de raccorder la sonde nasobiliaire au prolongateur complet.
- Un prolongateur complet permettant le drainage des sécrétions biliaires ou pancréatiques dans une poche réceptrice externe ou le rinçage éventuel de la sonde.
- Un tube nasal permettant de récupérer la sonde nasobiliaire dans le larynx et de la faire ressortir par le nez.

ATOUTS

- Perforations axiales et latérales au niveau de la partie distale permettant un drainage efficace des voies hépatobiliaires.
- Facilité de positionnement de la sonde dans les voies biliaires grâce à l'extrémité distale radio-opaque (avec bague en or).

FORMES DISPONIBLES (SONDE NASOBILIAIRE)



COURBE 1



COURBE 2



COURBE 6

INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF MÉDICAL

Date de 1 ^{ère} mise sur le marché	1996
Usage unique	Oui
Classe	Ila
Stérile	Oui
Mode de stérilisation	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
Présence de latex	Non
Durée de vie	5 ans
Certification	CE
Conditionnement	Boîte de 1 unité en emballage individuel stérile
Stockage	Dans sa boîte d'origine dans un endroit frais et sec

PRINCE MEDICAL SAS
 ZA La Sente Du Moulin
 64 rue Gutenberg - 60530 Ercuis - France
www.prince-medical.com
 Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76
prince-medical@omerin.com

PRINCE MEDICAL
 DEVICES

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société PRINCE MEDICAL SAS ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d'utilisation fournies. Les dispositifs médicaux commercialisés par PRINCE MEDICAL SAS ne doivent être utilisés que par un praticien ou une personne autorisée dûment qualifiés.

® Marque déposée de PRINCE MEDICAL SAS. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PRINCE MEDICAL SAS.

ENDOLINE® NASO-KIT

Référence	SONDE NASOBILIAIRE		CONNECTEUR LUER-LOCK	TUBE NASAL		PROLONGATEUR
	Diamètre de la sonde (Fr)	Longueur de la sonde (cm)	Connecteur Luer-Lock	Tube nasal Diam. int. / Diam. ext. (mm / mm)	Longueur du tube nasal (cm)	Longueur du prolongateur (cm)
COURBE 1						
AS0540500	5	250	gris	2,0 / 3,0	50	135
AS0540700	7	250	orange	2,6 / 3,7	50	135
AS0541000	10	250	blanc	3,7 / 4,9	50	135
COURBE 2						
AS0560500	5	250	gris	2,0 / 3,0	50	135
AS0560700	7	250	orange	2,6 / 3,7	50	135
COURBE 6						
AS0580500	5	250	gris	2,0 / 3,0	50	135
AS0580700	7	250	orange	2,6 / 3,7	50	135

PRINCE MEDICAL SAS
 ZA La Sente Du Moulin
 64 rue Gutenberg - 60530 Ercuis - France
www.prince-medical.com
 Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76
prince-medical@omerin.com

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société PRINCE MEDICAL SAS ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d'utilisation fournies. Les dispositifs médicaux commercialisés par PRINCE MEDICAL SAS ne doivent être utilisés que par un praticien ou une personne autorisée dûment qualifiés.

® Marque déposée de PRINCE MEDICAL SAS. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PRINCE MEDICAL SAS.