

ENDOLINE® NASO-TUBE

TUBE NASAL

23



Le tube nasal ENDOLINE® NASO-TUBE est utilisé pour récupérer une sonde nasobiliaire dans le larynx et la faire ressortir par le nez. Ce composant fait partie du set nasobiliaire ENDOLINE® NASO-KIT (pour plus d'information sur le set, veuillez consulter la fiche technique page 18).

RÉFÉRENCE(S) DISPONIBLE(S)

| Référence | Tube nasal Diam. int. / Diam. ext. (mm / mm) | Longueur du tube nasal (cm) | Compatible avec sonde nasobiliaire de diamètre (Fr) |
|-----------|--|-----------------------------------|---|
| AS0220550 | 2,0 / 3,0 | 50 | 5 |
| AS0220750 | 2,6 / 3,7 | 50 | 7 |
| AS0221050 | 3,7 / 4,9 | 50 | 10 |



INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF MÉDICAL

| | |
|--|--|
| Date de 1 ^{re} mise sur le marché | 1996 |
| Usage unique | Oui |
| Classe | Is |
| Stérile | Oui |
| Mode de stérilisation | Stérilisé à l'oxyde d'éthylène |
| Présence de latex | Non |
| Durée de vie | 5 ans |
| Certification | CE |
| Conditionnement | Boîte de 10 unités en emballage individuel stérile |
| Stockage | Dans sa boîte d'origine dans un endroit frais et sec |

PRINCE MEDICAL SAS
 ZA La Sente Du Moulin
 64 rue Gutenberg - 60530 Ercuis - France
www.prince-medical.com
 Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76
prince-medical@omerin.com

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société PRINCE MEDICAL SAS ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d'utilisation fournies. Les dispositifs médicaux commercialisés par PRINCE MEDICAL SAS ne doivent être utilisés que par un praticien ou une personne autorisée dûment qualifiés.

® Marque déposée de PRINCE MEDICAL SAS. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PRINCE MEDICAL SAS.

PRINCE MEDICAL
 DEVICES