

# ENDOLINE® VALVE

50

VALVE POUR CANAL OPÉRATEUR



VALVE AVEC RACCORD  
D'IRRIGATION LATÉRALE



VALVE AVEC RACCORD  
D'IRRIGATION LATÉRALE ET VALVE ANTI-RETOUR

La valve pour canal opérateur **ENDOLINE® VALVE** est une valve phosphorescente qui s'adapte sur le canal opérateur de l'endoscope. Elle permet l'accès des accessoires au canal opérateur, garantit l'étanchéité lors de l'examen et élimine les risques de contamination croisée entre les patients.

## ATOUTS

- Fermeture étroite empêchant toute fuite.
- Produit adapté aux principaux endoscopes du marché.
- Références avec raccord trans-valve connectable sur les modèles de seringues couramment utilisés.
- Références avec raccord d'irrigation latérale pour un lavage au travers du canal opérateur tout en maintenant l'accessoire en place.
- Références avec valve anti-retour intégrée empêchant la remontée des reflux gastriques dans l'endoscope.

## INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF MÉDICAL

Date de 1 <sup>re</sup> mise sur le marché	2007
Usage unique	Oui
Classe	Is
Stérile	Oui
Mode de stérilisation	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
Présence de latex	Non
Durée de vie	5 ans
Certification	CE
Conditionnement	Boîte de 50 ou 100 unités en emballage individuel stérile selon la référence
Stockage	Dans sa boîte d'origine dans un endroit frais et sec



VALVE SEULE



VALVE AVEC RACCORD  
TRANS-VALVE

PRINCE MEDICAL SAS  
ZA La Sente Du Moulin  
64 rue Gutenberg - 60530 Ercuis - France  
[www.prince-medical.com](http://www.prince-medical.com)  
Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76  
[prince-medical@omerin.com](mailto:prince-medical@omerin.com)

**PRINCE MEDICAL**  
DEVICES

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société PRINCE MEDICAL SAS ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d'utilisation fournies. Les dispositifs médicaux commercialisés par PRINCE MEDICAL SAS ne doivent être utilisés que par un praticien ou une personne autorisée dûment qualifiés.

® Marque déposée de PRINCE MEDICAL SAS. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PRINCE MEDICAL SAS.

## ECHO HOOD® VALVE

## ENDOSCOPIE DIGESTIVE

Référence	Compatible avec les endoscopes	Fournie avec un raccord	Couleur	Conditionnement
AS2430000	Olympus, Fujinon	-	orange	100
AS2440000	Pentax	-	jaune	100
AS2500000	Olympus, Fujinon	trans-valve	orange	100
AS2510000	Pentax	trans-valve	jaune	100
AS2450000	Olympus, Fujinon	irrigation latérale	orange	50
AS2460000	Pentax	irrigation latérale	jaune	50
AS3810000	Olympus, Fujinon	irrigation latérale & valve AR	orange	50
AS3820000	Pentax	irrigation latérale & valve AR	jaune	50

## ENDOSCOPIE BRONCHIQUE

AS2690000	Olympus, Fujinon	-	bleu	100
AS3020000	Pentax	-	rose	100
AS3350000	Olympus, Fujinon	trans-valve	bleu	100
AS3400000	Pentax	trans-valve	rose	100

PRINCE MEDICAL SAS  
 ZA La Sente Du Moulin  
 64 rue Gutenberg - 60530 Ercuis - France  
[www.prince-medical.com](http://www.prince-medical.com)  
 Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76  
[prince-medical@omerin.com](mailto:prince-medical@omerin.com)

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société PRINCE MEDICAL SAS ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d'utilisation fournies. Les dispositifs médicaux commercialisés par PRINCE MEDICAL SAS ne doivent être utilisés que par un praticien ou une personne autorisée dûment qualifiés.

® Marque déposée de PRINCE MEDICAL SAS. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PRINCE MEDICAL SAS.