

**PM-LIFE® OVO-PUNC****AIGUILLE DE PONCTION D'OVOCYTES**

35



L'aiguille de ponction d'ovocytes **PM-LIFE® OVO-PUNC** permet de réaliser une ponction échoguidée des follicules ovariens dans l'objectif d'une fécondation in vitro.

**ATOUTS**


- Partie distale échogène permettant une bonne visualisation du positionnement de l'aiguille par rapport au follicule.
- Ponction optimale grâce à la longueur de l'aiguille et la forme de son biseau.
- Obturation de l'aiguille par un mandrin lors de son insertion permettant la préservation des ovocytes de toute contamination.

**RÉFÉRENCE(S) DISPONIBLE(S)**

| Référence | Diamètre extérieur<br>(mm / Gauge) | Diamètre intérieur<br>(mm) | Longueur utile<br>(cm) |
|-----------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| PS1341530 | 1,5 / 17                           | 1,2                        | 30                     |

**INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF MÉDICAL**

|   |  |
|---|--|
| Date de 1 <sup>ère</sup> mise sur le marché | 2002   |
| Usage unique                                | Oui  |
| Classe                                      | Ila  |
| Stérile                                     | Oui  |
| Mode de stérilisation                       | Stérilisé au rayonnement gamma                       |
| Présence de latex                           | Non  |
| Durée de vie                                | 5 ans  |
| Certification                               | CE   |
| Conditionnement                             | Boîte de 10 unités en emballage individuel stérile   |
| Stockage                                    | Dans sa boîte d'origine dans un endroit frais et sec |



PRINCE MEDICAL SAS  
 ZA La Sente Du Moulin  
 64 rue Gutenberg - 60530 Erceuil - France  
[www.prince-medical.com](http://www.prince-medical.com)  
 Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76  
[prince-medical@omerin.com](mailto:prince-medical@omerin.com)

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société PRINCE MEDICAL SAS ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d'utilisation fournies. Les dispositifs médicaux commercialisés par PRINCE MEDICAL SAS ne doivent être utilisés que par un praticien ou une personne autorisée dûment qualifiés.

® Marque déposée de PRINCE MEDICAL SAS. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PRINCE MEDICAL SAS.

**PRINCE MEDICAL**  
 DEVICES