


CLEANBRUSH® KIT-3

62

KIT D'ÉCOUVILLONS DE NETTOYAGE - 3 ÉLÉMENTS



Les kits d'écouvillons **CLEANBRUSH® KIT-3** sont destinés au nettoyage des canaux opérateurs, pistons et cages à pistons des endoscopes flexibles.

Ils conviennent aux principaux gastroscopes, coloscopes, duodénoscopes, enteroscopes, bronchoscopes, cystoscopes, urétéroscopes, néphroscopes, hystéroscopes et naso-laryngoscopes du marché.

COMPOSITION DES KITS (VOIR LE TABLEAU POUR LA COMPOSITION DÉTAILLÉE PAR RÉFÉRENCE)

- **CLEANBRUSH® ENDO** : brosse de nettoyage pour canal opérateur
- **CLEANBRUSH® ENDO** (AN1055002, AN1056523) : brosse de nettoyage pour canal aspiration
- **CLEANBRUSH® ENDO** (AN1050123) : brosse de nettoyage pour canal air/eau, et/ou Water Jet et/ou canal de gonflage du ballonnet
- **CLEANBRUSH® PISTON** : brosse de nettoyage pour pistons, cages à pistons
- **CLEANBRUSH® EXO-B** : brosse pour nettoyage externe

INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF MÉDICAL

Date de 1 ^{re} mise sur le marché	1999
Usage unique	Oui
Classe	I
Stérile	Non (décontamination à l'oxyde d'éthylène)
Présence de latex	Non
Durée de vie	5 ans
Certification	CE
Conditionnement	Boîte de 25 ou 50 unités selon les références
Stockage	Dans sa boîte d'origine dans un endroit frais et sec

PRINCE MEDICAL SAS
 ZA La Sente Du Moulin
 64 rue Gutenberg - 60530 Ercuis - France
www.prince-medical.com
 Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76
prince-medical@omerin.com

PRINCE MEDICAL
 DEVICES

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société PRINCE MEDICAL SAS ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d'utilisation fournies. Les dispositifs médicaux commercialisés par PRINCE MEDICAL SAS ne doivent être utilisés que par un praticien ou une personne autorisée dûment qualifiés.

® Marque déposée de PRINCE MEDICAL SAS. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PRINCE MEDICAL SAS.

CLEANBRUSH® KIT-3

RÉFÉRENCE(S) DISPONIBLE(S)

RÉFÉRENCES DES BROSSES DE NETTOYAGE

AUTRES ÉLÉMENTS
DU KIT

63

Référence du kit	Pour canal opérateur	Pour canal aspiration	Pour pistons	Pour canal air/eau, water jet, canal de gonflage du ballonnet	Brosse pour nettoyage externe	Conditionnement
HN1883018	HN1053018 (à 1 brosse Ø 3mm Lg 180 cm)			HN1050123 (à 1 brosse Ø 1,8mm Lg 230 cm)		50
HN1885023	HN1055023 (à 1 brosse Ø 5mm Lg 230 cm)					
HN1886523	HN1056523 (à 1 brosse Ø 6,5mm Lg 230 cm)					
HN1893018	HN1063018 (à 2 brosses Ø 3mm Lg 180 cm)					
HN1895023	HN1065023 (à 2 brosses Ø 5mm Lg 230 cm)					
HN1896523	HN1066523 (à 2 brosses Ø 6,5mm Lg 230 cm)					
HN2770110	HN1050110 (à 1 brosse Ø 1,8mm Lg 100 cm)	HN1055002 (à 1 brosse Ø 5mm, Lg 20 cm)				50
HN2780110	HN1060110 (à 2 brosses Ø 1,8mm Lg 100 cm)					
HN2183010	HN1053010 (à 1 brosse Ø 3mm Lg 100 cm)					
HN2183018	HN1053018 (à 1 brosse Ø 3mm Lg 180 cm)					
HN2193010	HN1063010 (à 2 brosses Ø 3mm Lg 100 cm)					
HN2193018	HN1063018 (à 2 brosses Ø 3mm Lg 180 cm)					
HN2953018	HN1053018 (à 1 brosse Ø 3mm Lg 180 cm)	HN1055023 (à 1 brosse Ø 5mm, Lg 230 cm)		HN1061110 (à 2 brosses Ø 11 & 5mm, Lg 15,5 cm)		25
HN2963018	HN1063018 (à 2 brosses Ø 3mm Lg 180 cm)					
HN4475018	HN1055018 (à 1 brosse Ø 5mm Lg 180 cm)					
HN4475023	HN1055023 (à 1 brosse Ø 5mm Lg 230 cm)					
HN4495018	HN1065018 (à 2 brosses Ø 5mm Lg 180 cm)					
HN4495023	HN1065023 (à 2 brosses Ø 5mm Lg 230 cm)					
HN2520110	HN1050110 (à 1 brosse Ø 1,8mm Lg 100 cm)				HN2580000 (en U à poils souples, longueur utile 2 x 8 cm)	25
HN2523007	HN1053007 (à 1 brosse Ø 3mm Lg 75 cm)					
HN2523010	HN1053010 (à 1 brosse Ø 3mm Lg 100 cm)					
HN2523018	HN1053018 (à 1 brosse Ø 3mm Lg 180 cm)					
HN2525010	HN1055010 (à 1 brosse Ø 5mm Lg 100 cm)					
HN2525023	HN1055023 (à 1 brosse Ø 5mm Lg 230 cm)					
HN2525030	HN1055030 (à 1 brosse Ø 5mm Lg 300 cm)					
HN2530110	HN1060110 (à 2 brosses Ø 1,8mm Lg 100 cm)					
HN2533010	HN1063010 (à 2 brosses Ø 3mm Lg 100 cm)					
HN2533018	HN1063018 (à 2 brosses Ø 3mm Lg 180 cm)					
HN2535010	HN1065010 (à 2 brosses Ø 5mm Lg 100 cm)					
HN2535023	HN1065023 (à 2 brosses Ø 5mm Lg 230 cm)					
HN2535030	HN1065030 (à 2 brosses Ø 5mm Lg 300 cm)					

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société PRINCE MEDICAL SAS ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d'utilisation fournies. Les dispositifs médicaux commercialisés par PRINCE MEDICAL SAS ne doivent être utilisés que par un praticien ou une personne autorisée dûment qualifiés.

* Marque déposée de PRINCE MEDICAL SAS. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PRINCE MEDICAL SAS.