


CLEANBRUSH® KIT-4, KIT-5

KIT D'ÉCOUVILLONS DE NETTOYAGE – 4 OU 5 ÉLÉMENTS



Les kits d'écouvillons CLEANBRUSH® KIT-4, KIT-5 sont destinés au nettoyage des canaux opérateurs, pistons et cages à pistons des endoscopes flexibles.

Ils conviennent aux principaux gastroscopes, coloscopes, duodénoscopes, enteroscopes, bronchoscopes, cystoscopes, urétérosopes, néphroscopes, hystérosopes et naso-laryngoscopes du marché.

COMPOSITION DES KITS (VOIR LE TABLEAU POUR LA COMPOSITION DÉTAILLÉE PAR RÉFÉRENCE)

- CLEANBRUSH® ENDO : brosse de nettoyage pour canal opérateur
- CLEANBRUSH® ENDO (AN1055002, AN1055023, AN1056523) : brosse de nettoyage pour canal aspiration
- CLEANBRUSH® ENDO (AN1050123, AN1050138) : brosse de nettoyage pour canal air/eau, et/ou Water Jet et/ou canal de gonflage du ballonnet
- CLEANBRUSH® PISTON : brosse de nettoyage pour pistons, cages à pistons
- CLEANBRUSH® EXO-B : brosse pour nettoyage externe

INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF MÉDICAL

Date de 1 ^{re} mise sur le marché	1999
Usage unique	Oui
Classe	I
Stérile	Non (décontamination à l'oxyde d'éthylène)
Présence de latex	Non
Durée de vie	5 ans
Certification	CE
Conditionnement	Boîte de 25 ou 50 unités selon les références
Stockage	Dans sa boîte d'origine dans un endroit frais et sec

PRINCE MEDICAL SAS
ZA La Sente Du Moulin
64 rue Gutenberg - 60530 Ercuis - France
www.prince-medical.com
Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76
prince-medical@omerin.com

PRINCE MEDICAL
DEVICES

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société PRINCE MEDICAL SAS ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d'utilisation fournies. Les dispositifs médicaux commercialisés par PRINCE MEDICAL SAS ne doivent être utilisés que par un praticien ou une personne autorisée dûment qualifiés.
® Marque déposée de PRINCE MEDICAL SAS . Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PRINCE MEDICAL SAS.

CLEANBRUSH® KIT-4, KIT-5

RÉFÉRENCE(S)
DISPONIBLE(S)

> KIT avec 4 éléments

RÉFÉRENCES DES BROSSES DE NETTOYAGE

AUTRES ÉLÉMENTS DU KIT

65

Référence du kit	Pour canal opérateur	Pour canal aspiration	Pour pistons	Pour canal air/eau, water jet, canal de gonflage du ballonnet	Brosse pour nettoyage externe	Conditionnement
HN1903018	HN1053018 (à 1 brosse Ø 3mm Lg 180 cm)					
HN1983018	HN1063018 (à 2 brosses Ø 3mm Lg 180 cm)	HN1055023 (à 1 brosse Ø 5mm Lg 230 cm)				50
HN4535018	HN1065018 (à 2 brosses Ø 5mm Lg 180 cm)	HN1056523 (à 1 brosse Ø 6,5mm Lg 230 cm)				
HN2543010	HN1053010 (à 1 brosse Ø 3mm Lg 100 cm)	HN1055002 (à 1 brosse Ø 5mm Lg 20 cm)				
HN2553010	HN1063010 (à 2 brosses Ø 3mm Lg 100 cm)		HN1061110 (à 2 brosses Ø 11 & 5mm, Lg 15,5 cm)			
HN4505023	HN1055023 (à 1 brosse Ø 5mm Lg 230 cm)					
HN4515023	HN1065023 (à 2 brosses Ø 5mm Lg 230 cm)	HN1056523 (à 1 brosse Ø 6,5mm Lg 230 cm)				
HN4505018	HN1055018 (à 1 brosse Ø 5mm Lg 180 cm)					
HN4515018	HN1065018 (à 2 brosses Ø 5mm Lg 180 cm)					
HN2543018	HN1053018 (à 1 brosse Ø 3mm Lg 180 cm)			HN1050123 (à 1 brosse Ø 1,8mm Lg 230 cm)		
HN2545023	HN1055023 (à 1 brosse Ø 5mm Lg 230 cm)					
HN3335023	HN1065023 (à 2 brosses Ø 5mm Lg 230 cm)					
HN2995023	HN1055023 (à 1 brosse Ø 5mm Lg 230 cm)			HN1050138 (à 1 brosse Ø 1,8mm Lg 380 cm)		

RÉFÉRENCE(S)
DISPONIBLE(S)

> KIT avec 5 éléments

RÉFÉRENCES DES BROSSES DE NETTOYAGE

AUTRES ÉLÉMENTS DU KIT

25

Référence du kit	Pour canal opérateur	Pour canal aspiration	Pour pistons	Pour canal air/eau, water jet, canal de gonflage du ballonnet	Brosse pour nettoyage externe	Conditionnement
HN4545018	HN1055018 (à 1 brosse Ø 5mm Lg 180 cm)					
HN4555018	HN1065018 (à 2 brosses Ø 5mm Lg 180 cm)	HN1056523 (à 1 brosse Ø 6,5mm Lg 230 cm)	HN1061110 (à 2 brosses Ø 11 & 5mm, Lg 15,5 cm)	HN1050123 (à 1 brosse Ø 1,8mm Lg 230 cm)	HN2580000 (en U à poils souples, longueur utile 2 x 8 cm)	25

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société PRINCE MEDICAL SAS ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d'utilisation fournies. Les dispositifs médicaux commercialisés par PRINCE MEDICAL SAS ne doivent être utilisés que par un praticien ou une personne autorisée dûment qualifiés.

* Marque déposée de PRINCE MEDICAL SAS. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PRINCE MEDICAL SAS.