

APPLISIL[®] SA1A

26

APPLICATEUR À PISTON LISSE POUR CRÈMES ET GELS

VOIE VAGINALE



CAPUCHON DE PROTECTION

Union Plastic
 ZA Robert BP 27
 43140 Saint-Didier-en-Velay / France
www.union-plastic.com
 Tél. : +33 (0)4 71 61 13 09
union-plastic@omerin.com

OPTIONS

- Couleur spécifique selon pantone
- Personnalisation de l'impression (logo, graduation, couleur)
- Packaging : vrac, mise sous flow pack

L'applicateur à piston lisse APPLISIL[®] est utilisé pour l'application de crèmes et de gels par voie vaginale. Il est imprimable et répond aux besoins de lisibilité de la graduation et d'identification réglementaires des dispositifs médicaux de dosage.

CARACTÉRISTIQUES

Corps	PE (grade pharmacopée)
Piston	PS, lisse, imprimable
Utilisation	Adaptable sur tube M9
Couleur (standard)	Piston blanc

ACCESSOIRE(S) DISPONIBLE(S)

Capuchon de protection	PE
Utilisation	Pour applicateur à piston lisse
Avantage(s)	Hygiène renforcée

Accessoire	Code article	Longueur totale (mm)	Diamètre (mm)
Capuchon	1ACH1125	26	11,4

RÉFÉRENCE(S) STANDARD(S)

APPLICATEUR APPLISIL [®] SA1A				
Code article	Volume (ml)	Graduation (ml)	Longueur (mm)	Diamètre canule (mm)
1ASV1119	0,5	0,5	122	8
1ASV1128	1	0,5 > 1	122	8
1ASV1122	2	0,5 > 2	122	8
1ASV1134	5	1 > 5	122	8



Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société Union Plastic ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d'utilisation fournies. Utilisation possible sans formation ou compétences particulières (adulte en cas de pédiatrie). Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable d'Union Plastic.