


**MEDIC'UP<sup>®</sup> VA1A**

48

VIAL ADAPTER

VOIE PARENTÉRALE



13 MM

20 MM



Les vial adapter **MEDIC'UP<sup>®</sup>** permettent un transfert rapide et facile de médicaments. Ce dispositif à usage unique et stérile évite les piqûres d'aiguilles et réduit le risque de contamination lors de la reconstitution de médicaments.

**CARACTÉRISTIQUES**

Pointe	En plastique permettant la pénétration sans déformation ni copeaux du bouchon en caoutchouc
3 Trous	> Optimise le rinçage, l'injection du liquide et l'aspiration du médicament reconstitué
Luer-Lock	Connecteur femelle > Système de guidage compatible ISO 80369 permettant une pénétration centrale parfaite de la pointe au niveau du bouchon en caoutchouc du flacon
Avantage(s)	> Compatible avec tous les cols de flacons de Ø20 et Ø13 > Fonction de clipsage permanent sur le col du flacon > Moulé en Polycarbonate > Stérilisé par irradiation Gamma

**RÉFÉRENCE(S) STANDARD(S)**

VIAL ADAPTER MEDIC'UP <sup>®</sup>			
Code article	Diamètre du flacon (ml)	Hauteur (mm)	Filtre (µm)
1MVA0004	13	22,4	Sans filtre
1MVA0011	13	22,4	5
1MVA0014	13	22,4	15
1MVA0017	20	25,6	Sans filtre
1MVA0008	20	25,6	5
1MVA0020	20	25,6	15



**Union Plastic**  
ZA Robert BP 27  
43140 Saint-Didier-en-Velay / France  
[www.union-plastic.com](http://www.union-plastic.com)  
Tél. : +33 (0)4 71 61 13 09  
[union-plastic@omerin.com](mailto:union-plastic@omerin.com)

**Union plastic**

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société Union Plastic ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d'utilisation fournies. Les dispositifs médicaux commercialisés par Union Plastic ne doivent être utilisés que par un praticien ou une personne autorisée dûment qualifiés. ® Marque déposée de Union Plastic. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable d'Union Plastic.