

**MEDIC'UP<sup>®</sup> VA2A**

VIAL TO VIAL CONNECTING DEVICE

49

**VOIE PARENTÉRALE**

Le vial to vial connecting device **MEDIC'UP<sup>®</sup>** permet de connecter rapidement et simplement deux Vial Adapter.

**CARACTÉRISTIQUES**

Pointe	En plastique permettant la pénétration sans déformation ni copeaux du bouchon en caoutchouc
3 Trous	> Facilite le transfert de mélange entre deux flacons > Optimise le rinçage, le transfert du liquide et l'aspiration du médicament reconstitué
Luer-Lock	Connecteur femelle et mâle compatible ISO 80369 > Système de guidage permettant une pénétration centrale parfaite de la pointe au niveau du bouchon en caoutchouc du flacon
Avantage(s)	> Compatible avec tous les cols flacons de Ø20 et Ø13 > Fonction de clipsage permanent sur le col du flacon > Moulé en Polycarbonate > Stérilisé

**RÉFÉRENCE(S) STANDARD(S)**

VIAL TO VIAL MEDIC'UP <sup>®</sup>		
Code article*	Diamètre du flacon luer mâle (mm)	Diamètre du flacon luer femelle (mm)
23602000*	20	20/13

\* Produit en développement (pour plus d'informations, merci de nous consulter)



**Union Plastic**  
ZA Robert BP 27  
43140 Saint-Didier-en-Velay / France  
[www.union-plastic.com](http://www.union-plastic.com)  
Tél. : +33 (0)4 71 61 13 09  
[union-plastic@omerin.com](mailto:union-plastic@omerin.com)



Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société Union Plastic ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d'utilisation fournies. Les dispositifs médicaux commercialisés par Union Plastic ne doivent être utilisés que par un praticien ou une personne autorisée dûment qualifiés. \* Marque déposée de Union Plastic. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable d'Union Plastic.