

# PM-CARE® EXTEND

22

## PROLONGATEUR POUR CATHÉTER POUR HYSTÉROGRAPHIE ET HYSTÉROSONOGRAPHIE



Le prolongateur pour cathéter hystero **PM-CARE® EXTEND** se raccorde aux cathéters pour hystérographie et hystérosonographie afin de permettre le prolongement de leur voie d'injection pour une utilisation plus aisée par le praticien.

### ATOUTS

- Manipulation aisée et simple.
- Longueur adaptée à l'utilisation prévue.
- Connecteur standard permettant une connexion aisée et ajustée.

### RÉFÉRENCE(S) DISPONIBLE(S)

Référence	Diamètre extérieur (mm)	Longueur (cm)
PS0700014	2	140
PS0700002	2	20

### INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF MÉDICAL

Date de 1 <sup>re</sup> mise sur le marché	Réf PS0700014 : 2002 Réf PS0700002 : 2016
Usage unique	Oui
Classe	Is
Stérile	Oui
Mode de stérilisation	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
Présence de latex	Non
Durée de vie	5 ans
Certification	CE
Conditionnement	Boîte de 10 unités en emballage individuel stérile
Stockage	Dans sa boîte d'origine dans un endroit frais et sec



PRINCE MEDICAL SAS  
 ZA La Sente Du Moulin  
 64 rue Gutenberg - 60530 Ercuis - France  
[www.prince-medical.com](http://www.prince-medical.com)  
 Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76  
[prince-medical@omerin.com](mailto:prince-medical@omerin.com)

**PRINCE MEDICAL**  
 DEVICES

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société PRINCE MEDICAL SAS ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d'utilisation fournies. Les dispositifs médicaux commercialisés par PRINCE MEDICAL SAS ne doivent être utilisés que par un praticien ou une personne autorisée dûment qualifiés.

® Marque déposée de PRINCE MEDICAL SAS. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PRINCE MEDICAL SAS.