


ENDOLINE® NASO-CONNECT

CONNECTEUR LUER-LOCK

21



Le connecteur Luer-Lock **ENDOLINE® NASO-CONNECT** permet l'aspiration du suc biliaire ou pancréatique. Il permet également de retirer l'endoscope tout en laissant la sonde en place. Ce composant fait partie du set nasobiliaire **ENDOLINE® NASO-KIT** (pour plus d'informations sur le set, veuillez consulter la fiche technique page 18).

RÉFÉRENCE(S) DISPONIBLE(S)

Référence	Diamètre (Fr)	Couleur
AS0050500	5	gris
AS0050600	6	bleu
AS0050700	7	orange
AS0051000	10	blanc

**INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF MÉDICAL**

Date de 1 ^{re} mise sur le marché	1997
Usage unique	Oui
Classe	Is
Stérile	Oui
Mode de stérilisation	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
Présence de latex	Non
Durée de vie	5 ans
Certification	CE
Conditionnement	Boîte de 50 unités en emballage individuel stérile
Stockage	Dans sa boîte d'origine dans un endroit frais et sec

PRINCE MEDICAL SAS
 ZA La Sente Du Moulin
 64 rue Gutenberg - 60530 Ercuis - France
www.prince-medical.com
 Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76
prince-medical@omerin.com

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société PRINCE MEDICAL SAS ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d'utilisation fournies. Les dispositifs médicaux commercialisés par PRINCE MEDICAL SAS ne doivent être utilisés que par un praticien ou une personne autorisée dûment qualifiés.

® Marque déposée de PRINCE MEDICAL SAS. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PRINCE MEDICAL SAS.