

ENDOLINE® 1V - JECT

26


AIGUILLE À INJECTION 1 VOIE



EXTRÉMITÉ
PLASTIQUE



EXTRÉMITÉ
MÉTALLIQUE



L'aiguille à injection 1 voie ENDOLINE® 1V-JECT a été conçue spécifiquement et exclusivement pour l'hémostase des hémorragies gastro-intestinales, la sclérose des varices oesophagiennes ainsi que le gonflement et le marquage des polypes.

L'aiguille doit être utilisée avec un endoscope souple.

ATOUTS


- Partie distale radio opaque visible à l'écran, pour les modèles disposant d'une extrémité métallique.
- Forme ergonomique de la poignée pour une manipulation aisée.
- Produit adapté aux principaux endoscopes du marché.
- Connecteur Luer-Lock permettant de brancher une seringue pour l'injection des produits

POIGNÉES DISPONIBLES




1.0

La poignée la plus répandue dans le monde, utilisée et approuvée depuis plus de 20 ans !



2.0

Evolution de la poignée 1.0, plus massive pour une meilleure prise en main.



3.0

Ergonomie optimale et masse réduite, cette poignée a été pensée pour l'utilisateur et l'environnement !

INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF MÉDICAL

Date de 1 ^{ère} mise sur le marché	1996
Usage unique	Oui
Classe	IIa
Stérile	Oui
Mode de stérilisation	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
Présence de latex	Non
Durée de vie	5 ans
Certification	CE
Conditionnement	Boîte de 5 unités en emballage individuel stérile
Stockage	Dans sa boîte d'origine, dans un endroit frais et sec

PRINCE MEDICAL SAS
ZA La Sente Du Moulin
64 rue Gutenberg - 60530 Ercuis - France
www.prince-medical.com
Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76
prince-medical@omerin.com

ENDOLINE® 1V - JECT

	Référence	Diamètre du cathéter (mm/Fr)	Diamètre de l'aiguille (mm) (G)		Longueur utile (cm)	Longueur de sortie de l'aiguille (mm)
POIGNÉE 1.0	> Extrémité Métallique					
	AS1990718	2,40/7	0,7	22	180	5
	AS1990723	2,40/7	0,7	22	230	5
	AS1991018	2,40/7	1	19	180	5,5
	AS1991023	2,40/7	1	19	230	5,5
POIGNÉE 2.0	> Extrémité Plastique					
	AS2940518	1,80/5,3	0,5	25	180	4
	AS2940523	1,80/5,3	0,5	25	230	4
	AS2940718	2,40/7	0,7	22	180	5
	AS2940723	2,40/7	0,7	22	230	5
	AS2941018	2,40/7	1	19	180	5,5
	AS2941023	2,40/7	1	19	230	5,5
	> Extrémité Métallique					
	AS3010718	2,40/7	0,7	22	180	5
	AS3010723	2,40/7	0,7	22	230	5
	AS3011018	2,40/7	1	19	180	5,5
	AS3011023	2,40/7	1	19	230	5,5
AS3720523	2,40/7	0,5	25	230	3	
AS4310523	2,40/7	0,5	25	230	4,5	
POIGNÉE 3.0	> Extrémité Plastique					
	AS4480518	1,80/5,3	0,5	25	180	4
	AS4480523	1,80/5,3	0,5	25	230	4
	AS4480718	2,40/7	0,7	22	180	5
	AS4480723	2,40/7	0,7	22	230	5
	AS4481018	2,40/7	1	19	180	5
	AS4481023	2,40/7	1	19	230	5

PRINCE MEDICAL SAS
 ZA La Sente Du Moulin
 64 rue Gutenberg - 60530 Ercuis - France
www.prince-medical.com
 Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76
prince-medical@omerin.com