

# ENDOLINE® 2V - JECT

28

AIGUILLE À INJECTION 2 VOIES



EXTRÉMITÉ  
PLASTIQUE



EXTRÉMITÉ  
MÉTALLIQUE



L'aiguille à injection 2 voies ENDOLINE® 2V-JECT a été conçue spécifiquement et exclusivement pour l'hémostase des hémorragies gastro-intestinales, la sclérose des varices œsophagiennes ainsi que le gonflement et le marquage des polypes.

L'aiguille doit être utilisée avec un endoscope souple.

La 2<sup>e</sup> voie permet le nettoyage et/ou le rinçage de la zone d'intervention.

## ATOUTS

- Partie distale radio-opaque visible à l'écran, pour les modèles disposant d'une extrémité métallique.
- Forme ergonomique de la poignée pour une manipulation aisée.
- Produit adapté aux principaux endoscopes du marché.
- Connecteur Luer-Lock permettant de brancher une seringue pour l'injection des produits.

## POIGNÉES DISPONIBLES



**1.0**  
*La poignée la plus répandue dans le monde, utilisée et approuvée depuis plus de 20 ans !*



**2.0**  
*Evolution de la poignée 1.0, plus massive pour une meilleure prise en main.*

## INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF MÉDICAL

Date de 1 <sup>re</sup> mise sur le marché	1996
Usage unique	Oui
Classe	Ila
Stérile	Oui
Mode de stérilisation	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
Présence de latex	Non
Durée de vie	5 ans
Certification	CE
Conditionnement	Boite de 5 unités en emballage individuel stérile
Stockage	Dans sa boîte d'origine, dans un endroit frais et sec

PRINCE MEDICAL SAS  
ZA La Sente Du Moulin  
64 rue Gutenberg - 60530 Ercuis - France  
www.prince-medical.com  
Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76  
prince-medical@omerin.com

## ENDOLINE® 2V - JECT

**POIGNÉE 1.0****> Extrémité Métallique**

Référence	Diamètre du cathéter (mm/Fr)	Diamètre de l'aiguille (mm) (G)		Longueur utile (cm)	Longueur de sortie de l'aiguille (mm)
AS1840718	2,40 / 7	0,7	22	180	5
AS1840723	2,40 / 7	0,7	22	230	5
AS1841018	2,40 / 7	1	19	180	5,5
AS1841023	2,40 / 7	1	19	230	5,5

**POIGNÉE 2.0****> Extrémité Plastique**

AS2830518	1,80/5,3	0,5	25	180	4
AS2830523	1,80/5,3	0,5	25	230	4
AS2830718	2,40/7	0,7	22	180	5
AS2830723	2,40/7	0,7	22	230	5
AS2830728	2,40/7	0,7	22	280	5
AS2831018	2,40/7	1	19	180	5,5
AS2831023	2,40/7	1	19	230	5,5

**> Extrémité Métallique**

AS2900718	2,40/7	0,7	22	180	5
AS2900723	2,40/7	0,7	22	230	5
AS2900728	2,40/7	0,7	22	280	5
AS2901018	2,40/7	1	19	180	5,5
AS2901023	2,40/7	1	19	230	5,5

PRINCE MEDICAL SAS  
 ZA La Sente Du Moulin  
 64 rue Gutenberg - 60530 Ercuis - France  
[www.prince-medical.com](http://www.prince-medical.com)  
 Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76  
[prince-medical@omerin.com](mailto:prince-medical@omerin.com)